

Product details

Porcellana fabbricante camici monouso operativi:

Porcellana fabbricante abiti operativi Usa e getta, l'abito chirurgico non sterile, PP + PE camice chirurgico monouso è realizzata in materiale PP + PE e progettato per una protezione ottimale durante le procedure chirurgiche di durata moderata che coinvolgono moderate quantità di fluidi corporei e rischio moderato di infezione.

Specifiche di Porcellana fabbricante camici monouso operativi:

materiale	PP + PE, altri materiali usa e getta anche potrebbe essere offerto
Peso	PP + PE 45 gsm
Stile	cravatta / velcro sul colletto, cravatta in vita, polsino elastico / maglia
Dimensione	120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, ... o può essere personalizzato
Colore	verde, ecc
imballaggio	non sterile, 10 pc / sacchetto, 10 sacchetti / CTN. sterili, 1 pc / sacchetto sterile, 100 pc / ctn
l'imballaggio di disegno	all'interno scatola e cartone stampa può essere come il vostro disegno
formato della scatola	58X28X48 cm
applicazioni	ospedale personale medico clinici e pazienti. questo tipo di camici chirurgici potrebbe anche essere utilizzato in officina senza polvere, laboratorio, industria alimentare, produce elettronica e così via
MOQ	5000 pezzi
Campione	può essere fornito gratuitamente per la qualità corrente bancario entro 3 giorni

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

D: 1. Are you a producer or a commercial company, and when was your company founded?

R: Sì, siamo direttamente fornitore, la nostra fabbrica è stata fondata nel 2003, abbiamo la nostra propria azienda diritti esportato nel 2013.

D: 2. Che è il fatturato annuo per la vostra azienda?

R: Normalmente è intorno a USD18 milioni-20 milioni, è ancora in crescita.

D: 3. Non la vostra azienda dispone di un sistema di gestione della qualità come ISO, EN o certificato CE (s)?

A: Sì, abbiamo CE, ISO13485, FDA. REACH e la relazione Nelson.

D: 4. Posso ottenere i campioni liberi per il controllo di qualità? Quanto tempo posso farlo?

R: Sì, i nostri campioni possono essere forniti gratuitamente entro 3-7 giorni.