

## Produciamo i seguenti tipi di maschera usa e getta :

- 1) 3ply o 2 veli non tessuto maschera
- 2) 2 veli o 1ply maschera di carta volto
- 3) 4 strati di carbone attivo maschera

## I parametri di maschera usa e getta per l'ospedale

- 1) Materiale: non tessuto dei pp + carta di alta filtrazione + PP non tessuto
- 2) Colore: Bianco / blu / verde / rosa / giallo / arancio / viola / limone / Capri blu / bordeaux
- 3) Ear loop: cravatta o ear loop elastico
- 4) Formato: 17.5 \* 9.5 cm per adulti;  
14.5 \* 9.5 per i bambini;  
12.5 \* 7,5 centimetri per il bambino
- 5) Barra Profumo: plastica o metallo, flessibile, raccordo fisso

## Nostro usa e getta earloop maschera può raggiungere seguendo standard di qualità:

- 1) A norma EN14683: 2005
- 2) l'efficienza di filtrazione batterica (BFE%) & gt; 99%.
- 3) di tipo standard IIR, la resistenza alla penetrazione di sangue sintetico-120 mmHg.

## Confezionamento di maschera usa e getta

specificazione	imballaggio normale	formato della scatola	1 * 40 il contenitore del HQ può contenere (Pz)
17.5 * 9,5 centimetri, 3ply, 18 + 20 + 20G	50 pc / scatola, 40 scatole / ctn	52 * 19 * 42cm	3,280,000 pezzi
17.5 * 9,5 centimetri, 3ply, 25 + 25 + 25G	50 pc / scatola, 40 scatole / ctn	51 * 37 * 30cm	2.400.000 Pz

Nota: tutti possono essere speciale personalizzato in base alle proprie esigenze reali

## Immagini di maschera usa e getta per l'ospedale



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

