

Product details

Le caratteristiche principali includono

- 1) foglio di trasferimento del paziente è l'ediseigno ASY-scivolo, termosaldatura ad ultrasuoni
- 2) Le prestazioni del tessuto è estremamente forte, Polipropilene 100gsm up, o PP + PE 100gsm up.
- 3) Il foglio di scivolo di trasferimento può contenere il peso 300 libbre up, funzionalità trasferimento sicuro e facile dei pazienti.
- 4) Leggero, luntex gratis, compatto e facile da memorizzare
- 5) uso singola-protezione del personale e dei pazienti da infezioni crociate, cost efficace
- 8) La dimensione regolare foglio di trasferimento monouso non tessuto : 195 centimetri * 85 centimetri, o come vostri requisiti.

La scheda tecnica

Materiale	PP, PP + PE
Colore	Bianco, blu, verde....eccetera
Stile	Ultrasuoni termosaldatura, Con foro nel lato della lunghezza
Dimensione	195centimetro*85centimetro (può essere fatto secondo la richiesta del cliente)
Applicazione	Ospedale, centro di emergenza
MOQ	5.000 pc
Prezzo	negoziabile
Termini di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal
abilità del rifornimento	10,000pcs /giorno, 1 * 40 il contenitore del HQ può essere finito in 15 giorni
Tempo di consegna	Secondo la quantità, Normalmente 30 giorni dopo il deposito
Dettagli d'imballaggio	Sterile: 1 pc /plastica carta Borsa, 50 pc / CTN Non sterilizzare: 1 pc / sacchetto, 50 pc / ctn O come le vostre esigenze

L'attenzione di monouso fogli non trasferimento tessuto:

- 1) Conservare in luogo asciutto e freddo ;
- 2) Per favore fermati utilizzando Se esso's sporco ;
- 3) utilizzando in ospedale o in albergo dove la gente vuole risparmiare tempo di pulizia.

Product display





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

