

## Product details

### Introduzione del fornitore della Cina per il bianco tuta di PP:

1. Materiali: realizzati con tessuti non tessuti  
materiale informativo grammatura:  
polipropilene Spunbonded (20-65gsm)  
PP + PE (polipropilene con film di PE) (35-65gsm)  
SMS (spunbound Melt-Blown spunbound) (20-65gsm)  
Microporosa (SF) (40-65gsm)
2. Stile: con cappuccio, due vie zip sul davanti, polsini elastici e caviglie, elastico in vita
3. Carattere: unico un disegno pezzo che copre tutto il corpo, la convenienza e facile da indossare e off
4. Taglie: S-6XL
5. Colore: bianco
6. Pacchetto: 1pc / polybag, 25pcs / ctn, 5pcs / polybag, 25pcs / CTN  
1pcs / polybag, 50pcs / ctn, 10pcs / polybag, 100pcs / CTN.

### Specifiche del fornitore della Cina per il bianco tuta di PP

nome	Porcellana fabbricante per il bianco tuta di PP, usa e getta pittori non tessuto da lavoro, tuta tuta monouso per le vendite
dimensione	S: 96 * 124 centimetri M: 100 * 130 centimetri L: 107 * 136 centimetri XL: 110 * 140cm XXL: 114 * 144 centimetri
materiale	PP38g
Stile	con cappuccio, due vie zip sul davanti, polsini elastici e caviglie, elastico in vita
MOQ	5,000pcs
colore	bianca
uso	Per la sicurezza medica protettivo, laboratorio asettico, isolamento protettivo, fabbrica di elettronica di estrazione, cibo fabbrica fattoria degli animali di allevamento di rischio biologico e così via.
Imballaggio	1pc / polybag, 25pcs / ctn, 5pcs / polybag, 25pcs / CTN 1pcs / polybag, 50pcs / ctn, 10pcs / polybag, 100pcs / CTN
Tempo di consegna	1 * contenitore 40HQ può essere finito entro 15-20 giorni.
Caratteristiche	uso di protezione di sicurezza, peso leggero, comodo, flessibile, economico, Soft.
senso di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal
certificati	ISO13485. CE, FDA

### Politica del campione:

1, ha offerto campioni gratuiti.

2. campione secondo il vostro schizzo. Tempo di campionamento: 2-5days.
3. Progettare il proprio campione, poi rifarlo.
4. I campioni esistenti Tempo di campionamento: 1gg.
5. Fare fabbricazione in serie dopo il vostro confermare il campione.

## Product display




orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

**D: 1. Are you a manufacturer or a commercial company, and when was your company founded?**

R: Sì, siamo direttamente fornitore, la nostra fabbrica è stata fondata nel 2003, abbiamo la nostra propria azienda diritti esportato nel 2013.

**D: 2. Che è il fatturato annuo per la vostra azienda?**

R: Normalmente è intorno a USD18 milioni-20 milioni, è ancora in crescita.

**D: 3. Non la vostra azienda dispone di un sistema di gestione della qualità come ISO, EN o certificato CE (s)?**

A: Sì, abbiamo CE, ISO13485, FDA. REACH e la relazione Nelson.

**D: 4. Posso ottenere i campioni liberi per il controllo di qualità? Quanto tempo posso farlo?**

R: Sì, i nostri campioni possono essere forniti gratuitamente entro 3-7 giorni.