

Product details

Specifica di copriletto rosa USA e getta

- 1) materiale: tessuto non tessuto, PP, biodegradabili ed ecocompatibili
- 2) grammi di peso: 20-100gsm
- 3) colore: colore rosa
- 4) stile: elastico in due estremità, cucito in quattro angoli
- 5) formato: 200 cm 120 cm, 200 cm 90 cm, 180 cm 120 cm, 180 cm * 90 cm, 90 * 60cm
(può essere fatto secondo la richiesta del cliente)

Applicazione di copriletto rosa di alta qualità

- 1) ampiamente usato in ospedale, hotel, salone di bellezza, Sala Spa;
- 2) ideale per uso in tutte le aree dove soggiorni brevi di frequente sono necessarie modifiche di biancheria da letto o in cui il riciclaggio è un problema.

Imballaggio di morbido copriletto monouso

Imballaggio sterile	1 pz / sterile carta sacchetto di plastica, 50 pcs/Ctn
Imballaggio normale	5 pc/borsa, 50 pz/Ctn

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

