

Product details

L'introduzione di abito isolamento Porcellana fabbricante non tessuto

camice chirurgico monouso è realizzata in materiale idrorepellente polipropilene con PE rivestito, o il materiale SMS / Spunlace con PE rivestito.

La confezione di abito isolamento Porcellana fabbricante non tessuto:

Sterile: sacchetto 1 pc / carta di plastica, 50 pc / CTN

Non sterilizzare: 5 pc / sacchetto, 50 pc / ctn

O come le vostre esigenze.

Specifiche di abito isolamento Porcellana fabbricante non tessuto

Nome: abito isolamento Porcellana fabbricante non tessuto, formato grande medico non tessuto abito chirurgico, un uso di volta non tessuto camice chirurgico

Materiale: sms

grammatura: 45 gsm

Chiusura: con chiusura a nastro, o con chiusura a velcro

Applicazione: per, chirurgica, farmaceutica, laboratoriale, settore medicale industriale

dimensione: S / M / L / XL / XXL / XXXL,

Colore: Verde, blu, ecc, opzionale

Imballaggio: Imballaggio normale: 1pcs / polybag, 50pcs / carton

Conservazione: Memorizzati in secca, umidità inferiore all'80%, ventilato, non corrosivo magazzino gas

Certificazione: CE, ISO13485, FDA

Product display




orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, campione gratuito.
- 2, piccolo ordine accettabile;
- 3, i termini L / C, T / T, D / P disponibili;
4. FOB, CNF, CIF, EXW disponibili;
- 5, prezzo competitivo e stabile perché siamo fabbrica.
- 6, prodotti qualificati. 3 ° controllo prodotti parte è accettabile.
- 7, il servizio OEM. Altre opzioni di materiale, modello, dimensioni e imballaggio;
- 8, la consegna tempestiva. Il miglior tempo di consegna è 25-30 giorno per un contenitore 40HQ.
- 9, servizio di esportazione professionale. La documentazione, di liquidazione, il trasporto via mare, tutto in uno.
- 10, buon servizio post vendita. Prendiamo lamentele di cura come vorremmo essere il vostro fornitore a lungo termine!