

## Introduzione di Porcellana fabbricante medici chirurgici caps:

Certificazione: CE / ISO13485 / FDA

Luogo d'origine: Cina

Materiale : non tessuto PP

Colore: verde, blu, rosa, giallo, rosa, arancio, viola, rosso, bianca,(Tutti i colori possono essere disponibili)

Stile: tappi di clip elastiche doppie

Peso: 10g o 11g-30g

Dimensione: 21 "

Dettagli d'imballaggio: 100 pc / sacchetto, 20 pc / ctn.

## Caratteristiche di Porcellana fabbricante tappi medici chirurgici:

1. Ecofriendly, traspirante, la salute, nonirritant, economico, morbido, traspirante tavolo, leggero e massimo comfort.
2. Diverso progettazione di prodotti è disponibile su richiesta.
3. Campioni e personalizzazione disponibili.
4. Latex free, classe uno infiammabilità.

## specifiche del Porcellana fabbricante tappi medici chirurgici:

Materiale	PP non tessuto
-----------	----------------

Peso	10-30g
------	--------

Stile	Elastic (lattice), singolo e doppio stile elastico
-------	----------------------------------------------------

Dimensione	18 ", 19 ", 21 ", 24"28 "
Colore	blu, rosa, giallo, rosa, arancio, viola, rosso,bianco, verde,(Tutti i colori possono essere disponibili)
imballaggio	100pcs / bag, 20bags / CTN, 2000pcs / CTN
l'imballaggio di disegno	Tutti scatola e cartone stampa interno può essere come il vostro disegno
formato della scatola	58x25x27cm
applicazioni	ospedale personale medico clinici e pazienti. privo di polvere laboratorio , laboratorio, industria alimentare, elettronica produce e così via
MOQ	100.000 PCS

### **Immagini di Porcellana fabbricante medici chirurgici caps:**



