

## Product details

### Introduzione del camice verde caps chirurgico

scrub verdi caps chirurgico sono realizzati in PP materiale non tessuto, fatto a mano, con i legami sul parte posteriore della testa, forte e regolare legami rendono il tappo molto comodo da indossare it.Mainly utilizzare per la medico ospedaliero operare stanza.

### Specifiche del camice verde caps chirurgico

materiale	SBPP / SPP / non tessuto, SMS
Peso	PP10-30g, o SMS35-65g
Stile	Elastic (lattice), singolo e doppio stile elastico
dimensione	18 ", 19 ", 21 ", 24"28 " (come vostro richiede)
Colore	verde, o come vostra richiesta
Imballaggio	100pcs / bag, 20bags / CTN, 2000pcs / CTN
progettazione di imballaggio	Tutti scatola e cartone stampa interno può essere come il vostro disegno
formato della scatola	58x25x27cm
applicazioni	Ospedale il personale medico clinici e pazienti.laboratorio privo di polvere, Laboratorio, industria alimentare, elettronica fabbrica e così via
MOQ	100.000 PCS

### Indicazioni di camice verde caps chirurgico

Sterile camice verde caps chirurgico sono utilizzati per ospedale personale medico clinici e pazienti;

Non sterile camice verde caps chirurgico può essere utilizzato per l'officina senza polvere, ospedale, laboratorio,

industria alimentare, elettronica fabbrica e così via.

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL SUPPLY



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

**D: 1. Are un produttore o di una società commerciale, e quando è stata la vostra azienda fondata?**

R: Sì, siamo direttamente fornitore, la nostra fabbrica è stata fondata nel 2003, abbiamo la nostra propria azienda diritti esportato nel 2013.

**D: 2. Che è il fatturato annuo per la vostra azienda?**

R: Normalmente è intorno a USD18 milioni-20 milioni, è ancora in crescita.

**D: 3. Non la vostra azienda dispone di un sistema di gestione della qualità come ISO, EN o certificato CE (s)?**

A: Sì, abbiamo CE, ISO13485, FDA. REACH e la relazione Nelson.

**D: 4. Posso ottenere i campioni liberi per il controllo di qualità? Quanto tempo posso farlo?**

R: Sì, i nostri campioni possono essere forniti gratuitamente entro 3-7 giorni.