

Cina orecchio bianco chirurgico ciclo maschera monouso per ristorazione

Indicazioni di maschera viso viso monouso

1. i prodotti sono utilizzati per personale medico clinica ospedale, pazienti, polvere-libero officina, ospedale, laboratorio, industria alimentare, elettronica produce e così via.
2. per prevenire la diffusione dei liquidi corporei e sangue spruzzata contenuta e isolata la polvere, particelle, alcol, sangue, batteri e virus invasori.

Imballaggio di normale maschera viso monouso

50pcs/box, 2000pcs/ctn, cartone dimensioni: 52x38x30cm,
cartoni per 1 * 20ft carico: 500, 1 * 40HQ carico: 1150 cartoni.

Maschera monouso specifiche

Elemento	Cina orecchio bianco chirurgico ciclo maschera monouso per ristorazione
Materiale	3ply, pp non tessuto 20 g + filtro 20g + pp non wovn 25g
Peso	20 + 20 + 25 g (comodo, senza fibre di vetro, privo di lattice).
Stile	Orecchio-anello elastico (senza lattice)
Dimensioni	17.5x9.5cm(Adult)
Colore	bianco
Imballaggio	Non sterili: 50 pz/box, 2000pcs/ctn
Disegno dell'imballaggio	Tutti i scatola interna e la stampa della scatola può essere come il vostro disegno
Formato della scatola	52x38x30cm
Applicazioni	Ospedale clinico personale medico e pazienti. polvere-libero officina, laboratorio, industria alimentare, produce elettroniche e così via
MOQ	5000pcs
Campione	Possono essere forniti gratis per il tuo controllo entro una settimana di qualità
Termine di pagamento	T/T, L/C, D/UN, D/P/ESCROW
Tempi di consegna	come lei quantità (possiamo finire 1 million pz al giorno)
Orificio di FOB	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou