

Introduzione di tipo 5 tipo 6 tuta impermeabile:

1. Materiali: pellicola microporosa 60g
2. Stile: Con cappuccio, nessun caricamento del sistema, davanti a zip con patta, polsini elastici e caviglie, con elastico in vita.
3. Carattere: unico un disegno pezzo che copre tutto il corpo, la convenienza e facile da indossare e off
4. Taglie: S-6XL
5. Colore: giallo.
6. Pacchetto: 1pc / polybag, 25pcs / ctn, 5pcs / polybag, 25pcs / CTN
1pcs / polybag, 50pcs / ctn, 10pcs / polybag, 100pcs / CTN.

Specifiche di tipo 5 tipo 6 tuta impermeabile:

Nome	Cina Tipo di prodotto indumenti da lavoro tuta, tipo 5 tipo 6 tuta impermeabile, resistente alle sostanze chimiche tuta usa e getta
Dimensione	S: 96 * 124 centimetri M: 100 * 130 centimetri L: 107 * 136 centimetri XL: 110 * 140cm XXL: 114 * 144 centimetri
materiale	pellicola microporosa
Grammo	SF60G
Stile	Con cappuccio, nessun caricamento del sistema, davanti a zip con patta, polsini elastici e caviglie, con elastico in vita
MOQ	5,000pcs
Colore	giallo
uso	Per la sicurezza medica protettivo, laboratorio asettico, isolamento protettivo, fabbrica di elettronica di estrazione, cibo fabbrica fattoria degli animali di allevamento di rischio biologico e così via.
Imballaggio	1pc / polybag, 25pcs / ctn, 5pcs / polybag, 25pcs / CTN 1pcs / polybag, 50pcs / ctn, 10pcs / polybag, 100pcs / CTN
Tempo di consegna	1 * contenitore 40HQ può essere finito entro 15-20 giorni.
Caratteristiche	uso di protezione di sicurezza, peso leggero, comodo, flessibile, economico, Soft.
senso di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal
Campione	Campione libero, può essere fornito gratuitamente per la qualità corrente bancario entro 2 giorni
certificati	ISO13485. CE, FDA

Vantaggi del prodotto:

1. Fornire barriere affidabili al vapore acqueo o di sangue e altri fluidi.
2. Sicurezza per indossare, nessuno stimolo per la pelle.
3. sensibilità della mano morbida e confortevole.
- materiale 4. ecologico, leggero e traspirante per il corpo ..
5. Eccellente per dissipare il calore del corpo
7. Può prevenire l'inquinamento e la superficie di questa vestiti, senza macchie.

Indicazioni di Cina indumenti da lavoro tipo di prodotto tuta:

1. Per, chirurgica, farmaceutica, laboratoriale, settore medico industriale
2. Per evitare la diffusione di fluidi corporei e contenuti schizzi di sangue e isolare polvere, particelle, alcool, sangue, batteri e virus invasore.

Immagini di Cina indumenti da lavoro tipo di prodotto tuta:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

