

Product details

Il caratteristica di maschere personalizzate

- 1) Morbido, comodo, fbambini fino per un facile trasporto
- 2) fluido resistente
- 3) efficienza di filtrazione batterica 99%
- 4) Standard Ear-Loop

La nostra mascherina chirurgica rosa può raggiungere seguendo standard di qualità

- 1) Conforme alla EN14683: 2005
- 2) efficienza di filtrazione batterica (BFE%) & gt; 99%.
- 3) di tipo standard IIR, resistance alla penetrazione di sangue sintetico-120 mmHg.

La confezione di sicurezza maschera

Descrizione	Qty / scatola	Qty / Ctn	Formato della scatola: 18 * 10 * 7cm formato della scatola: 52 * 38 * 30cm
25 + 25 + 25 g, 3ply	50 Pz	2000 Pz	

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



The regular shipment way



Our business process

