

Product details

Informazioni per barelle monouso Copertina

- 1) Colore bianco, Blu, verde, ecc
- 2) Dimensione: 30 "x72", 30 "x84", 31 "X77", 34 "X90", può essere fatto secondo la richiesta del cliente
- 3) Stile: angolo attrezzato
- 4) Campioni gratuiti di non letto tessuto Scheda a disposizione per la prova, i campioni possono essere offerti in 3 ~ 5 giorni.

Tessuto di foglio di culla

1. PP

Peso del tessuto: 20-65gsm.

materiale PP è realizzato in polipropilene idrorepellente .

Lattice libero; resistente all'abrasione; bassa pelucchi, con un elevato livello di repellenza fluido.

2. sms

Peso del tessuto: 20-65gsm.

sms è ottenuto da SMS idrofobo / Spun materiale pizzo.

Senza latex; resistente all'abrasione; basso residuo di stoffa; con un elevato livello di repellenza fluido; una buona barriera

a alcool, sangue, fluidi corporei e agenti patogeni.

3) microporosa

Peso del tessuto: 45-65gsm.

Il materiale è impermeabile e traspirante, bene permeabilità, ad alta resistenza agli impatti meccanici

proprietà della resistenza, consistenza.

4) PP + PE

Peso Materiale: 40-65gsm.

pellicole di polietilene è rivestita in polipropilene tessuto non tessuto.

Senza latex; resistente all'abrasione; completamente impermeabile ai fluidi e alcol repellente.

I termini commerciali di lenzuola usa e getta

MOQ	5.000 pc
Prezzo	negoziabile
Termini di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal
abilità del rifornimento	10,000pcs /giorno, 1 * 40 il contenitore del HQ può essere finito in 15 giorni
Tempo di consegna	Secondo la quantità, Normalmente 30 giorni dopo il deposito

Product display



The regular shipment way



Our business process

