

Product details

Le prestazioni del foglio monouso

- 1) Le lenzuola sono dotate di angoli elastici che impediscono lo slittamento, che non si muove quando il paziente si muove.
- 2) A causa di variazioni di spessore del materasso si consiglia vivamente di richiedere un campione precedente di effettuare un ordine per garantire la soddisfazione.

La specifica del lenzuolo igienico monouso

Tessuto	Polipropilene, SMS, PP + PE, o microporosa
Stile	attrezzato elastic design, Ideale per tutte le dimensioni e stili di ricovero culle
Funzione	A prova di umidità
Dimensione	83 "L x 35" W, O come vostri requisiti
imballaggio	confezionate singolarmente

Perché sceglierci ?

- 1) Produttore con 12 anni di storia nella produzione di lenzuola ospedale e tutti i tipi di prodotti protettivi usa e getta;
- 2) Forte potere di produzione: 1 * 40 il contenitore del HQ può essere finito in 15 giorni;
- 3) Pteam di vendita romising: Il servizio in 24 ore
- 4) Assicurazione di alta qualità: ISO9001, ISO13485, certificato CE, FDA registrato.

Product display



The regular shipment way



The happy time with customers

