

## Product details

### Introduzione del fornitore cinese per camici monouso

1. Materiale: SMS
2. Colore: verde, etc.
3. Grammatura: 45gsm
4. Stile: maglia collare e polsini, con tre tasche
5. Formato: S-2XL, o personalizzato,

### Specifiche del fornitore cinese per camici monouso

|                              |                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome                         | fornitore cinese per camici monouso, la migliore resistenza camice acido fornitore, commerci all'ingrosso camice da laboratorio chimico usa e getta |
| grammatura materiale         | SMS45g                                                                                                                                              |
| Stile                        | con colletto e polsini in maglia, con tre tasche                                                                                                    |
| Dimensione                   | S M L XL 2XL                                                                                                                                        |
| colore                       | verde o blu, giallo, rosa, rosso, grigio, nero, ecc                                                                                                 |
| Imballaggio                  | sterili non: 5pcs / bag, 10 sacchetti / ctnor; Sterili: 1pcs / bag, 50pcs / CTN                                                                     |
| progettazione di imballaggio | Tutti scatola e cartone stampa interno può essere come il vostro disegno                                                                            |
| MOQ                          | 5.000 pc                                                                                                                                            |
| Campione                     | Può essere fornito gratuitamente per la qualità corrente bancario entro 3 giorni                                                                    |
| senso di pagamento           | T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, IMPEGNO,                                                                                         |
| Tempo di consegna            | Capacità: 10.000 pezzi / giorno, 1 * 40HQ può essere finito entro 10-15 giorni;                                                                     |
| FOB                          | Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou                                                                                                               |

### Applicazione di fornitore cinese per camici monouso

1. fornitore cinese per camici monouso widely utilizzato in sicurezza medica  
protettivo, laboratorio asettico, isolamento protettivo, fabbrica di elettronica di data mining, il cibo  
fabbrica fattoria degli animali di allevamento di rischio biologico e così via.
2. Dfornitore cinese per camici monouso anche ampiamente usato in ospedale e

laboratorio, fornendo una buona protezione contro la polvere, particelle, ecc E 'economico per monouso.

## Product display



**orient Honest**  
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

**D: 1. Are you a manufacturer or a commercial company, and when was your company founded?**

R: Sì, siamo direttamente fornitore, la nostra fabbrica è stata fondata nel 2003, abbiamo la nostra propria azienda diritti esportato nel 2013.

**D: 2. Che è il fatturato annuo per la vostra azienda?**

R: Normalmente è intorno a USD18 milioni-20 milioni, è ancora in crescita.

**D: 3. Non la vostra azienda dispone di un sistema di gestione della qualità come ISO, EN o certificato CE (s)?**

A: Sì, abbiamo CE, ISO13485, FDA. REACH e la relazione Nelson.

**D: 4. Posso ottenere i campioni liberi per il controllo di qualità? Quanto tempo posso farlo?**

R: Sì, i nostri campioni possono essere forniti gratuitamente entro 3-7 giorni.

## The happy time with customers

