

## Product details

### Specifiche del legame di maschere chirurgiche, medico e coperture bocca infermiera

Materiale	non tessuto dei pp + carta di alta filtrazione + PP non tessuto
Tessuto wotto	Poteva essere come vostra richiesta
ciclo Ear	Tie o ear loop
Dimensione	17.5 * 9,5 centimetri, o come vostri requisiti
Colore	bianco / blu / verde / rosa / giallo / arancio / viola / limone /CApri blu / bordeaux / nero
Imballaggio	50 pc / scatola, 2000 pc / CTN, o come vostri requisiti
progettazione di imballaggio	tutto scatola interna e cartone esterno la stampa può essere come il vostro disegno
applicazioni	ospedale, laboratorio, industria alimentare, officina senza polvere, elettronica produce e così via

### Stoccaggio di maschera traspirante con stringinaso

- 1) Il prodotto mantiene le sue proprietà quando è conservato in un luogo asciutto a temperature comprese tra 10 ° e 30 ° C.
- 2) Non esposto alla luce diretta del sole.

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



### The regular shipment way



## Our business process

