

## La proprietà di Maschera monouso di tipo chirurgica monouso

Tutte le maschere sono realizzate con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e comfort superiore:

- I materiali non rivestiti sono lisci e confortevoli per eliminare l'irritazione della pelle
- I livelli di costruzione altamente traspirante rimangono freschi, anche durante i lunghi casi
- Super morbido Eccoung è comodo che indossa un lungo periodo

## La specifica di. Maschera monouso di tipo chirurgica monouso

Materiale del tessuto

Layer 1: PP Non tessuto

Layer 2: carta ad alta filtrazione

Layer3: PP Non tessuto

Stile

3 strati, con anello auricolare rotondo

Dimensioni dimensioni

17.5 \* 9,5 cm

Peso del tessuto

25GSM + 25GSM + 25GSM, potrebbe essere come la tua richiesta

Colore

Bianco, Bambino blu, Bambino rosa, grigio

Certificato

CE, ISO13485, FDA

MOQ:

200000 pz.

Design di imballaggio

può essere come il tuo design

Imballaggio

50 PCS / BOX, 2000 PCS / CTN o come vostro requisito

Capacità

2 milioni di PC al giorno

Tempo di consegna

7-30 giorni

Applicazioni

Ospedale, laboratorio, clinica, industria alimentare, laboratorio privo di polvere

**[La foto di Maschera monouso di tipo chirurgica monouso](#)**









