# Cappellini usa e getta in tessuto non tessuto, Cappellino per infermiere Disposabel, Cappuccio per Boufffant chirurgico con elastico singolo

È realizzato in PP non tessuto, cucito e stile automatico \

## vantaggi:

- 1, buono protettivo, leggero, senza lattice.
- 2, stile di cucito, indossare comodo.
- 3, i colori bianco, blu, verde, giallo, rosa, arancione, rosso possono essere disponibili.

#### indicazioni

Per medici ospedalieri e pazienti, officina senza polvere, fabbrica di alimenti.

## Imballo tappi a clip

 $100~\rm pezzi$  / borsa,  $2000~\rm pezzi$  / cartone. Dimensioni della scatola:  $58*25*27~\rm cm$  1 \* 20 piedi possono caricare 715CTNS, totale 1430000 pezzi. 1 \* 40HQ può caricare 1737CTNS, totale 3474000 pezzi.

Nome	Cappucci elastici chirurgici non tessuti monouso
Materiale	PP 10-30g
Stile	Cappello Bouffant, cappuccio con clip, cappuccio mob, cappuccio medico
Colore	bianco, verde, blu, giallo, rosa, rosso, arancione, ecc.
Imballaggio	100 pezzi / borsa, 2000 pezzi / ctn
progettazione dell'imballaggio	tutta la stampa interna della borsa e del cartone può essere come vostro disegno
MOQ	100,000pcs
Campione	può essere fornito gratuitamente per il controllo qualità entro 3 giorni.
Modalità di pagamento	T / T, Paypal, Western Union, L / C, D / A, D / P
Tempo di consegna	Capacità: 200.000 pezzi al giorno, 1 * 40HQ può essere completato entro 10-15 giorni.
Porta FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

## L'immagine del tappo monouso bouffant















http://https://membercenter.made-in-china.com/