

Cappellini usa e getta in tessuto non tessuto, Cappellino per infermiere Disposabel, Cappuccio per Bouffant chirurgico con elastico singolo

È realizzato in PP non tessuto, cucito e stile automatico \

vantaggi:

- 1, buono protettivo, leggero, senza lattice.
- 2, stile di cucito, indossare comodo.
- 3, i colori bianco, blu, verde, giallo, rosa, arancione, rosso possono essere disponibili.

indicazioni

Per medici ospedalieri e pazienti, officina senza polvere, fabbrica di alimenti.

Imballo tappi a clip

100 pezzi / borsa, 2000 pezzi / cartone. Dimensioni della scatola: 58 * 25 * 27 cm 1 * 20 piedi possono caricare 715CTNS, totale 1430000 pezzi. 1 * 40HQ può caricare 1737CTNS, totale 3474000 pezzi.

Nome	Cappucci elastici chirurgici non tessuti monouso
Materiale	PP 10-30g
Stile	Cappello Bouffant, cappuccio con clip, cappuccio mob, cappuccio medico
Colore	bianco, verde, blu, giallo, rosa, rosso, arancione, ecc.
Imballaggio	100 pezzi / borsa, 2000 pezzi / ctn
progettazione dell'imballaggio	tutta la stampa interna della borsa e del cartone può essere come vostro disegno
MOQ	100,000pcs
Campione	può essere fornito gratuitamente per il controllo qualità entro 3 giorni.
Modalità di pagamento	T / T, Paypal, Western Union, L / C, D / A, D / P
Tempo di consegna	Capacità: 200.000 pezzi al giorno, 1 * 40HQ può essere completato entro 10-15 giorni.
Porta FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

L'immagine del tappo monouso bouffant















[http:// https://membercenter.made-in-china.com/](http://https://membercenter.made-in-china.com/)