

Tutti gli abiti sono realizzati con materiale di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e confortevole superiore:

Materiale eccellente, impermeabile ed è facile da usare,

Con il ciclo del pollice, comodo e facile da lavorare, con legami dietro la vita, può essere regolabile in base a diverse dimensioni, si adatta meglio al tuo corpo.

Varie dimensioni possono essere personalizzate in base a diversi requisiti

Materiale in tessuto	CPE
Stile	Maniche lunghe con pollice, con legami dietro la vita
Dimensioni delle dimensioni	S-5xl
Peso del tessuto	30-70G, può essere come la tua richiesta
Colore	Bianco, blu baby
Certificato	ISO 13485, CE, FDA
Moq	100000 pezzi
Imballaggio	1pcs/borsa, 10pcs/medio borsa, 200 pezzi/cartone
Capbalità	60000 pezzi/giorno
Tempo di consegna	7-30 giorni
Applicazione	Laboratorio, clinica, industria alimentare, workshop senza polvere
Progettazione di imballaggio	Può essere personalizzato come design



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

