

Caratteristiche principali:

- 1.100% cotone, può aggiungere acqua calda Per mantenere il bambino caldo nel Inverno freddo
- 2.Senza sostanze chimiche
- 3.Adatto anche per adulti per pulire viso e mani

Imballaggio:

- 1.Scatola di cartone, può aggiungere un polisacco trasparente interno se necessario
- 2.Dimensioni del foglio: 100x200mm, 150.x200mm, 200x200mm.

I nostri servizi:

- 1.Il team di designer professionale offre la proposta di progettazione di pacchetti OEM ad alto livello e soddisfacente
- 2.Oem Servizi: peso, colore, materiale, stili possono essere personalizzati
- 3.Disporre la spedizione per te con una carica di trasporto competitivo
- 4.Marketing del marketing Promuovi la tua vendita

nome del prodotto	Tessuto morbido in cotone monouso
Materiale	100% cotone
UNinchinazione	Rimozione del trucco, cura della pelle del bambino, assistenza quotidiana
Caratteristica	Naturale, organico,Privo di lanugine, cassaforte, eco-friendly, 100% biodegradabile e 100% compostabile
MOQ.	10.00. Confezioni
Confezione	Personalizzazione
Basamento	30GSM-120GSM.
Dimensioni del foglio	(100mm-200mm) * 200mm
Modello	Modelli semplici, maglie, perle e personalizzazione disponibili

Il tipo completo di tipo chiuso, a prova di polverizzazione e della produzione di batteri-free con aria condizionata garantisce tutti i prodotti realizzati nell'ambiente standard internazionale