

La specifica di. Tuta monouso

Dimensione	S-5XL
Materiale	PP non tessuto, sms.pp + PE rivestito, microporoso
grammo.	45G -65or come richiesta
MOQ.	10000 pz.
colore	blu, bianco, rosso, blu scuro, ecc.
Stile	1. Con un cappuccio senza avviamento, 2.Lastical sul polso e alla caviglia, elastico in cappuccio, 5 cm elastico in vita. 3. 3. Non c'è cerniera, nessun pulsante e nessun gancio e loop in alto. Seaming. Davanti alla parte anteriore per la cima.
Imballaggio	1pcs / bag, 50spcs / ctn o come richiesta
Tempi di consegna	Contenitore da 1 * 40HQ può essere completato in 15-20 giorni.
Caratteristica	Uso di protezione della sicurezza, leggero, comfort, flessibile, economico, morbido.
Metodo di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, PayPal
Campione certificato	I campioni gratuiti, possono essere forniti gratuitamente per il tuo assegno di qualità in 2 giorni ISO13485. CE, FDA, Type5 & 6
Applicazione	Utilizzato nella protezione medica di sicurezza, laboratori asettici, isolamento protettivo, fabbrica di mineraria elettronica, fattoria per animali da allevamento di animali agricoli di biohazard e così via.