

Specifiche chiave / Caratteristiche speciali:

1. Dimensione del prodotto:

S m l xl xxl

2. Materiale:

PP 30-70GSM.

SMS 30-70GSM.

SF 50-70 cm.

PP + PE 30-60GSM

3. Trattamento del materiale:

Trattamento materialeResult.

Anti-acqua: sì

Anti-polvere: sì

Anti-statico: sì / no

Anti-sangue: sì / no

Anti-alcool: sì / no

4. Colore: bianco, blu, blu scuro, arancione e così via

5. Usage:

A. Kimonobe utilizzato nella spa e nella sauna per comodità il corpo contro l'acqua e la polvere.

B. Kimono può essere utilizzato nel massaggio per rilassare il corpo.

C. Kimono può essere utilizzato nella sala pulizia, ad esempio il GMP.

D. Kimono può essere utilizzato in ospedale.

6. Imballaggio:

10pc / bag, 100pcs / ctn

7. Servizio OEM:

A. Can Stampa la band per il nostro cliente sulla borsa PE

B. CAN Stampa la band per il nostro cliente sulla scatola di cartone

8. Campioni:

I campioni possono essere inviati con 3 giorni dopo aver confermato.

9. Data di consegna:

Può essere inviato in 15 giorni dopo aver ricevuto il depositatore.

nome del prodotto:	Kimono monouso
Dimensione:	S: 110 * 130cm; m: 115 * 137cm, l: 120 * 140cm, xl: 125 * 145 cm; xxl: 130 * 150 cm o personalizzato
Colore:	Bianco, blu, rosa, giallo o personalizzato
Materiale:	SBPP, SMS, Spunlace
Campione:	Campioni gratuiti disponibili

Applicazione:	Utilizzato principalmente nella spa, dell'ospedale del salone di bellezza ecc
MOQ:	5000 pz.
Pacchetto:	10pc / bag, 100pcs / ctn
Pagamento:	T / T, L / C
Tempi di consegna:	Spedizione in 20 giorni