

Tutti i camici da laboratorio sono realizzati con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e un comfort superiore:

- I materiali che non lasciano residui sono lisci e confortevoli per eliminare l'irritazione della pelle
- Gli strati di costruzione altamente traspiranti rimangono freschi, anche durante i casi lunghi
- Vari stili possono essere personalizzati in base alle diverse esigenze


<u>Materiale del tessuto</u>	sms
Stile	Con lacci sul collo e in vita, polsini in maglia
Dimensioni dimensioni	S-3XL
Peso del tessuto	35-65 g, potrebbe essere la tua richiesta
Colore	Colore blu
Certificato	ISO13485, FDA
MOQ:	10000 pz
Design dell'imballaggio	può essere come il tuo design
Imballaggio	Sacchetto di carta 1pc / plastica, 50 pezzi / ctn o come requisito
Capacità	60.000 pezzi al giorno
Tempo di consegna	10-30 giorni
<u>Applicazioni</u>	laboratorio, clinica, industria alimentare, officina senza polvere, ospedale

L'immagine di Camice da laboratorio monouso con polsini in maglia produttore medico





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL







orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

