

Tutti i camici medici sono realizzati con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e un comfort superiore:

- I materiali che non lasciano residui sono lisci e confortevoli per eliminare l'irritazione della pelle
- Gli strati di costruzione altamente traspiranti rimangono freschi, anche durante i casi lunghi
- Vari stili possono essere personalizzati in base alle diverse esigenze

Materiale del tessuto	Materiale SMS
Stile	Con lacci sul collo e in vita, polsini in maglia
Dimensioni dimensioni	120 * 140 cm, può essere personalizzato
Peso del tessuto	35-45 g, potrebbe essere la tua richiesta
Colore	Colore blu
Certificato	ISO13485, FDA, CE
MOQ:	10000 pz
Design dell'imballaggio	può essere come il tuo design
Imballaggio	1pc / sacchetto di carta di plastica, 50 pezzi / ctn, o come requisito
Capacità	60.000 pezzi al giorno
Tempo di consegna	7-30 giorni in base alla quantità dell'ordine
Applicazioni	laboratorio, clinica, industria alimentare, officina senza polvere, ospedale

L'immagine del fornitore medico monouso di livello 1 con polsini in maglia



Tie on neck



Tie on belly



Tie on waist



Knitted cuff





**Velcro
back neck**



Round collar



Tie on waist



Knitted cuff

