

Cappucci monouso in tessuto non tessuto, cappuccio da infermiera usa e getta, berretto chirurgico con elastico singolo

È realizzato in PP non tessuto, cucito e stile automatico.

vantaggi

1. Buon protettivo, leggero, privo di lattice.
2. Stile di cucito, comodo da indossare.
3. I colori bianco, blu, verde, giallo, rosa, arancione, rosso possono essere disponibili.

indicazioni

Per pazienti e medici clinici ospedalieri, officina senza polvere, fabbrica di alimenti.

Imballaggio tappi a clip

100 pezzi / borsa, 2000 pezzi / cartone. Dimensioni della scatola: 58X25X27cm 1 * 20 container può caricare 715ctns, totale 1430, 000PCS. Il contenitore 1 * 40 può caricare 1737ctns, totale 3474, 000PCS

Nome Cappucci mob elastici non tessuti chirurgici usa e getta

Materiale PP 10-30g

Stile berretto Bouffant, cappuccio clip, berretto mob. cappuccio mop. berretto da dottore

Dimensione 18 ", 19 ", 20 ", 21 ", 22 ", 24 "

Colore bianco, verde, blu, giallo, rosa, rosso, arancione ecc.

confezione da 100 pezzi / sacchetto, 2000 pezzi / ctn disegno dell'imballaggio tutta la borsa interna e la stampa del cartone possono essere come il tuo design

MOQ 100.000 pezzi Il campione può essere fornito gratuitamente per il controllo della qualità entro 3 giorni Modo di pagamento T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, IMPEGNO,

Tempi di consegna Capacità: 200.000 pezzi / giorno, 1 * 40HQ può essere completato entro 10-15 giorni;

Porto di FOB Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou