

Nome	Abiti isolanti monouso
Materiale	PP, PP / PE, SMS, SMMS, CPE
Stile	cravatta su / velcro sul collo, polsino elastico / cut, standard o rinforzato
Dimensione	S-5XL
colore	Bianco, verde, blu, giallo, rosa, rosso, grigio, nero ecc.
Imballaggio	10pcs / box, 10 borse / ctn o 1 pz / borsa, 50 pezzi / borsa
Design di imballaggio	Tutte le scatole interne e la stampa di cartone possono essere come il tuo design
MOQ	5000 PCS
Campione	Può essere fornito gratuito per il tuo controllo di qualità entro 3 giorni
Modo di pagamento	T / T, Paypal, Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
Tempi di consegna	Capacità: 10.000 pz / day, 1 * 40HQ può essere terminata entro 10-15 giorni;
Porta FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

monouso Non tessuto Abito di isolamento

1. Abiti chirurgici non sterili della protezione PP

È realizzato con materiale polipropilene idrofobico, senza lattice; resistente all'abrasione; bassa lanugine; con un alto livello di repellenza del fluido.

Colore: bianco, verde, blu, giallo, arancione e così via

Peso materiale: 30-65GSM.

2. Abiti chirurgici non sterili di protezione PP + PP + PP + PP + PP

È realizzato in materiale PP + PE, senza lattice; resistente all'abrasione; fluido completamente impermeabile e repellente per alcolici.

Colore: bianco, verde, blu, giallo.

Peso materiale: 40-65GSM.

3. Protezione SMS Abiti chirurgici non sterili (standard e rinforzati):

È realizzato con SMS idrofobici / materiale di spunlace, senza lattice; resistente all'abrasione; bassa lanugine; con un alto livello di repellenza del fluido; una buona barriera a sangue, fluidi corporei e patogeni .

con StarnDard e stile rinforzato. Stile rinforzato con rinforzo di protezione extra su manicotto e petto che può essere completamente impermeabile fluido e repellente per alcolici.

Colore disponibile: bianco, blu.

Peso materiale: 35-65GSM.

Legame su / velcro sul collo, polsino elastico / tagliato, standard o rinforzato.