

## Tessuto non tessuto monouso di alta qualità coprimaterasso

stile: piatto, estremità elastiche, estremità quadrate

Dimensioni: 80X190 + 20 cm, 90X200 + 20 cm, 160X190 + 20 cm, 160X200 + 20 cm, 180X200 + 20 cm ...

Confezione: 5 pezzi / borsa, 5 pezzi / AG o 1 pezzo / borsa, 50 pezzi / CTN.

Materiale del tessuto	PP, PP / PE, SMS, SMMS,
Stile	Piatti, estremità elastiche, estremità quadrate, rotolo
Dimensioni dimensioni	80x190 + 20 cm, 90x200 + 20 cm, 160x190 + 20 cm, 160x200 + 20 cm, 180x200 + 20 cm
Colore	bianco, verde, blu, giallo, rosa ecc
Certificato	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	5000 pz
Design dell'imballaggio	tutta la stampa interna della borsa e del cartone può essere come il tuo design
Imballaggio	10 pezzi / scatola, 10 sacchetti / ctn o 5 pezzi / borsa, 50 pezzi / borsa
Capacità	Capacità: 10.000 pezzi / giorno,
Tempo di consegna	Il lenzuolo usa e getta 1 * 40HQ può essere finito entro 10-15 giorni;
Applicazioni	ospedale, laboratorio, clinica, industria alimentare, officina senza polvere
Porta FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou
Modalità di pagamento	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, IMPEGNO,