

[. Proprietà. .Vestito monouso PP Lab.](#)

ALL. .Vestito da pp Realizzato in materiale di alta qualità, fornendo un'eccellente protezione e comfort superiore:.

- 1.Size: S-5XL O personalizzato.
2. Fatto di .Nonwoven Materiale, .Respirare E comodo, pulito e sanitario..
3. Confortevole e leggero, facile da fare..

[. Specifiche . .Vestito monouso PP Lab.](#)

Nome..	.Monouso .PP Lab Cappotto..
Materiale.	.Pp..
Stile..	.Polsino elastico o lavorato a maglia.
Dimensioni..	.S-5XL.
Color..	Blue..
Imballaggio..	.10. PC / scatola, 10 sacchetti / CTN.
Design di imballaggio.	Tutte le caselle e la stampa di cartoni possono essere il tuo design.
MOQ..	5000 pezzi.
Campioni.	.Può essere fornito gratuito per la tua ispezione di qualità all'interno .2. Giorni.
Metodo di pagamento.	.T / T, Paypal, Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,.
Tempi di consegna.	.Capacità: 10.000 pezzi / giorno, 1 * 40HQ può essere completato .20. -.25. Giorno;.
Port fob.	.Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou.

[. Immagine.. .Monouso. PP Lab Cappotto..](#)







