

## Colore nero protettivo non tessuto protettivo del cappotto del laboratorio fornitori

- 1, campione gratuito.<?XML:NAMESPACE PREFIX = O />
- 2, piccolo ordine accettabile;
- 3, L / C, T / T, D / P termini disponibili;
4. Termini FOB, CNF, CIF, EXW disponibili;
- 5, prezzo competitivo e stabile perché siamo fabbrica.
- 6, prodotti qualificati. L'ispezione del prodotto in 3a parte è accettabile.
- 7, servizio OEM. Altre opzioni su materiale, modello, dimensioni e imballaggio;
- 8, consegna attuale. Il miglior tempo di consegna è 25-30 giorno per un contenitore 40HQ.
- 9, servizio di esportazione professionale. Documentazione, autorizzazione, trasporto marittimo, tutto in uno.
- 10, buon servizio post vendita. Ci prendiamo cura dei reclami come vorremmo essere il vostro fornitore a lungo termine!

## Specifica del colore nero del cappotto non tessuto del laboratorio

Nome	Colore nero protettivo non tessuto protettivo del cappotto del laboratorio fornitori
Dimensione	Sono disponibili taglie S-5XL, dimensioni normali. S: 98x118cm, M: 103x123cm, L: 107x128cm, XL: 110x134cm, XXL: 117x140cm. (Produzione in base ai campioni e alle specifiche del cliente)
Materiale	PP45g
Stile	Collo in piedi, zip frontale, polsini elastici
Colore	nero
Applicazione	Medico & salute / famiglia / laboratorio
Caratteristica	Resistente, ecologico, non tossico, traspirante e flessibile
	Anti-alcol, anti-sangue, anti-olio
	Impermeabile, resistente agli acidi, resistente agli alcali
MOQ	5000 PC
Campione	può fornire entro 2 giorni
Termine di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO, Paypal
Tempo di consegna	Un contenitore 40hq può essere completato entro 20-30 giorni.



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

