

1. Abiti chirurgici non sterili della protezione PP

È realizzato con materiale polipropilene idrofobico, senza lattice; Resistente all'abrasione; Lint Lint; Con un alto livello di repellenza del fluido.

Colore: bianco, verde, blu, giallo, arancione e così via

Peso materiale: 30-65GSM.

2. Abiti chirurgici non sterili di protezione PP + PP + PE

È fatto da sms materiale, senza lattice; Resistente all'abrasione; Fluido completamente impermeabile e repellente per alcolici.

Colore: bianco, blu.

Peso materiale: 40-65GSM.

3. Protezione SMS Abiti chirurgici non sterili (standard e rinforzati):

È realizzato con sms idrofobico / materiale di spunlace, senza lattice; Resistente all'abrasione; Lint Lint; Con un alto livello di repellenza del fluido; Una buona barriera a sangue, fluidi corporei e patogeni.

Con StarnDard e stile rinforzato. Stile rinforzato con rinforzo di protezione extra su manicotto e petto che può essere completamente impermeabile fluido e repellente per alcolici.

Colore disponibile: bianco, blu.

Peso materiale: 35-65GSM.

Legare / velcro sul collo, polsino elastico / cutinato, standard o rinforzato.

Nome	Monouso sms abiti
Materiale	SMS, SMMS,
Stile	Legare / velcro sul collo, polsino elastico / tagliato, standard o rinforzato
Dimensione	S-5XL.
Colore	Bianco, verde, blu, giallo, rosa, rosso, grigio, nero ecc.
Imballaggio	10pcs / box, 10 sacchetti / ctn o 1 pz / borsa, 50 pezzi / borsa
Design di imballaggio	Tutta la scatola interna e la stampa di cartone possono essere come il tuo design
MOQ.	5000 pezzi
Campione	può essere fornito gratuito per il tuo controllo di qualità entro 3 giorni
Via di pagamento	T / T, Paypal, Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
Tempi di consegna	Capacità: 10.000 pz / giorno, 1 * 40HQ può essere terminata entro 10-15 giorni;
Porta FOB.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou