

La proprietà di Abito medico impermeabile monouso

Tutto Abito sono realizzati con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e comfort superiore:

- 1.size: S-5XL o personalizzato
2. Fatto di Pp. E PE. Materiale e Impermeabile Confortevole, pulito e sanitario.
3. 3. Conveniente e leggero, facile da eseguire.

Le specifiche di Monouso Abito medico impermeabile.

Nome	Monouso Abito medico impermeabile.
Materiale	PP + PE.
Stile	Polsini elastici o maglia
Dimensione	S-5XL
colore	blu
Imballaggio	10. PC / scatola, 10 sacchetti / CTN
Design di imballaggio	Tutte le scatole interne e la stampa di cartone possono essere come il tuo design
MOQ	5000 PCS
Campione	Può essere fornito gratuito per il tuo controllo di qualità all'interno 2. giorni
Modo di pagamento	T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
Tempi di consegna	Capacità: 10.000 pz / giorno, 1 * 40HQ può essere terminato all'interno 20. -25. giorni;
Porta FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

L'immagine di Monouso Abito medico impermeabile.







