

Product details

Informazioni lenzuola usa e getta per Clinica

- 1) Materiale: non tessuto,PP,sms,microporosa
- 2) grammatura: 15-100gsm
- 3) Colore: Bianco, blu, giallo, verde o ecc
- 4) Dimensioni: 200cm * 120cm / 200cm * 90 centimetri / 180 centimetri * 120cm / 180cm * 90 centimetri / 90 * 60cm , O come vostri requisiti
- 5) Stile: elastico in due estremità, o elastico in quattro angolo

Imballaggio di PP lenzuola medicali monouso

\$
p
zn
b
a
s
t
a
g
g
i
e
t
e
a
c
t
b
e
t
o
d
i
p
l
a
s
t
i
c
a
d
i
c
a
r
t
a
,
5
p
c
s
/
C
t
n


R
p
n
b
A
b
à
g
g
p
o
e
g
C
t
a
r

N
o
t
a
:
t
u
t
t
i
p
o
s
s
o
n
o
e
s
s
e
r
e
s
p
e
c
i
a
l
e
p
e
r
s
o
n
a
l
i
z
z
a
t
o
i
n
b
a
s
e
a
l
l
e
p
r
o
p
r
i
e
s
i
g
e
n
z
e
r
e
a
l
i

Sampia politica di foglio medico per il letto

- 1) Campione secondo il vostro schizzo. Tempo di campionamento: 3-5days.
- 2) EEsistenti tempo di campioni di campionamento: 1 giorno
- 3) Fai la fabbricazione in serie dopo il vostro confermare il campione.
- 4) Il campione è libero.

Product display



The regular shipment way



The happy time with customers



FAQ

D: 1. Qual è la sua capacità di produzione per la maggior gamma di prodotto?

A: volto Capacità maschera: 1000.000 pezzi / giorno.

Tuta, camici chirurgici, camice da laboratorio, letto capacità della scheda: 10.000 pezzi / giorno.

Capacità Caps: 200.000 pezzi / giorno. Ogni 1 * 40HQ può essere finito entro 1 settimana.

D: 2. Wcappello è il vostro MOQ di ogni prodotti?

A: faccia maschera / caps / copriscarpe / maniche braccio ogni MOQ: 50.000 pezzi.

Abbigliamento e fogli MOQ: 5000 pezzi