

Product details

Descrizione di lenzuola monouso per ospedale

1. Tipo di tessuto: PP,SMS, microporosa,spunlace
2. Peso del tessuto: 20-100 GSM
3. Colore: Bianco, blu, giallo, verde o ecc ...
4. Dimensioni: 210X90X20cm, 190X90X15cm o ecc ...
5. Stile: elastico in due estremità, o elastico in quattro angolo, abbiamo anche stile piatto
6. trattato anti-statico: a disposizione
7. fiamma resistente trattata: a disposizione, si aggiunge il materiale ignifugo nel tessuto, rendendo il tessuto ha elevata resistenza al fuoco, e il fuoco può essere spento in 3-5 secondi.

descrizione di federa chirurgico usa e getta

1. Tipo di tessuto: PP,sms, microporosa,spunlace
2. Peso del tessuto: 20-100 GSM
3. Colore: Bianco, blu, giallo, verde o ecc ...
4. Dimensioni: 32X42cm + 10 centimetri; 40x70cm + 10 centimetri; 60x60cm, o ecc ...
5. Foca: ultrasonic o cucire cucitura
6. Stile: stile aperto e coperchio nell'apertura

I termini commerciali di Set Hotel lenzuolo

MOQ	5.000 pc
Prezzo	negoziabile
Termini di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, IMPEGNO,Paypal
abilità del rifornimento	10,000pcs /giorno, 1 * 40 il contenitore del HQ può essere finito in 15 giorni
Tempo di consegna	Secondo la quantità, Di norma, 30 giorni dopo il deposito

Product display



The regular shipment way



FAQ

D:1. Quali sono i principali paesi si esporta?

A: Germania, Svizzera, Austria, Italia, Francia, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Arabia Saudita, Cile, Messico, Perù, Brasile, Corea, Giappone, Thailandia e così via.

D:2. Ci può fornire una panoramica della gamma dei prodotti che si specificamente Fabbricazione a partire da tua propria fabbrica?

R: Il nostro stabilimento produce principalmente tutti i tipi di maschere usa e getta, cappellini, tute, camici chirurgici,

camici, lenzuola, braccio manicotti, copriscarpe, teli chirurgici, poncho pioggia, grembiuli e così via.

D: 3. Come molte linee di produzione ci sono per il vostro grande gamma dei prodotti?

UN: 2 linee di produzione per il tessuto PP, SMS, materiale PP / PE.

2 polvere workshop gratuiti per i prodotti sterili chirurgici

5 macchine automatiche caps e 5 macchine automatiche scarpa Cove.

10 macchine maschera di protezione automatiche.