

Dettagli del prodotto:

1. Materiale: polipropilene non tessuto 100%
2. Dimensioni: 80*190+20 cm, 90*200+20 cm, 160*190+20cm, 160*200+20 cm, 180*200+20 cm o dimensioni personalizzate
3. Elastico: 5 mm lungo la larghezza laterale+30 cm su Length o dimensioni personalizzate
4. Colore: blu; Bianco ; Altre dimensioni disponibili
5. Imballaggio: 10 pezzi/borsa, 100 pezzi/cartone

Indicazioni □

- 1, ampiamente utilizzato per spa, hotel, massaggio, salone, uso medico una volta
- 2, per prevenire la diffusione dei fluidi corporei e del contenuto di schizzi di sangue e isolare la polvere, le particelle, l'alcool, il sangue, i batteri e l'invasione del virus.

Specifiche:

Materiale	Polipropilene non tessuto 100%
Colore	Bianco blu
Stile	Elastici alla larghezza
Misurare	80*190+20 cm, 90*200+20cm, 160*190+20cm, 160*200+20cm, 180*200+20 cm o dimensioni personalizzate
Imballaggio	10 pezzi/scatola, 100pcs/ctn
Il peso	25-65GSM o personalizzato
Pacchetto	PE Borsa rivestito, quindi pacchetto di cartone di carta o personalizzato
Caratteristica	Durevole, morbido, usa e getta
Utilizzo	Spa, hotel, massaggio, salone, medicinale, ospedale, casa

I nostri servizi:

1. Fornire i prodotti di altissima qualità
Il team QC professionale controlla rigorosamente ogni fase della produzione fino al caricamento.
2. I tempi di consegna più veloci
Se urgente, 1*40HQ può essere finito entro 5-7 giorni!
Normalmente, 1*40HQ può essere finito entro 10-15 giorni!
Stagione impegnativa, 1*40HQ può essere completato entro 25-30 giorni!
3. Il prezzo più ragionevole
Investire continuamente nel migliorare i nostri lavoratori, prodotti e processi qualificati
Per ridurre al minimo il costo di ogni passaggio!
4. Il servizio dolce e rapido
I nostri lavoratori saranno sempre così pazientemente una risposta alle tue domande entro 5-10 minuti.
5. Possiamo anche aiutare a fonte di prodotti connessi.
Oltre a tutti i tipi di prodotti medici usa e getta, possiamo anche aiutare la tua fonte i prodotti connessi come domanda!





