

[La proprietà di Monouso Asciugamani viso personalizzati](#)

Tutto Asciugamano di cotone sono realizzati con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e comfort superiore:

- 1.size: 20 x 20 cm ogni pezzo o personalizzato
2. Fatto di materiale in cotone, morbido e confortevole, pulito e sanitario.
3. Comodo e leggero, facile da eseguire.
4. Può essere bagnato e asciutto, sono ottimi per la pelle fragile o sensibile
5. Ottimo assorbimento d'acqua, accogliente e confortevole.
6. Il tessuto di cotone può invece di asciugamano viso e sarà molto più pulito per asciugare la faccia
Dopo il lavaggio.

[Le specifiche di Monouso Asciugamani viso personalizzati](#)

<u>Nome</u>	100% cotone; Spunlace non tessuto
<u>Stile</u>	15 * 20 cm, 20 * 20 cm o altre dimensioni può essere personalizzato
<u>colore</u>	1 Borsa / borsa portatile;100pcs / pack, può essere personalizzato
<u>scatola di cartone</u>	52x38x30cm / 52x19x30cm
<u>Applicazioni</u>	1000 borse
<u>Campione</u>	T / T, Paypal, Westonion, L / C, D / A, D / P, ESCROW
<u>Tempi di consegna</u>	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

[L'immagine di Monouso Asciugamani viso personalizzati](#)



orient honest
NATURAL

Soft and Clean Face Towel

*80 count
per bag*









Home & Professional Use

ProHeal



Home & Dorm
Cleaning



Senior Care



Medical
Facilities



Baby Care



