

Descrizione del prodotto

Fornitori di maschere per il viso ad alta filtrazione con protezione anti virus in tessuto non tessuto a 3 strati monouso

fatto di 3 strati, gli strati interni ed esterni sono in PP non tessuto, lo strato intermedio è carta da filtro di alto livello 99. Con stile Ear-loop.

Vantaggi

1. Direttamente produttore, maschera chirurgica monouso non tessuta 3 strati certificata ISO CE FDA, qualsiasi colore

2. ISO, CE, FDA, BFE > 99%, standard di tipo II / tipo IIR.

3. Capacità: 1000.000 pezzi / giorno, 1 * 40HQ può essere finito entro 10-15 giorni;

4. Laxet libero, respiro facile, eco friendly, design di imballaggio OEM, servizio in 24 ore.

5. Skin-friendly, ipoallergenico, confortevole, alta traspirabilità, senza fibra di vetro, senza lattice

Specifiche

Materiale	3ply, PP non tessuto 25g + filtro 25g + pp non tessuto 25g
Caratteristica	Delicato sulla pelle, ipoallergenico, confortevole, ad alta traspirabilità, senza fibra di vetro, senza lattice
Stile	Anello elastico per le orecchie (privo di lattice)
Taglia	17,5x9,5 cm (adulto)
Colore	bianco, verde, blu, rosa, giallo, rosa, arancione, viola, rosso, verde mela, nero (tutti i colori possono essere disponibili)
Imballaggio	Non sterile: 50 pezzi / scatola, 2000 pezzi / ctn o 1000 pezzi / ctn
progettazione dell'imballaggio	Tutta la stampa della scatola interna e del cartone può essere come il tuo design
dimensione del cartone	52x38x30 cm
Applicazioni	personale medico clinico ospedaliero e pazienti. officina senza polvere, laboratorio, industria alimentare, prodotti elettronici e così via
MOQ	10000 PZ
Campione	Può essere fornito gratuitamente per il controllo della qualità entro una settimana
Termine di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P / IMPEGNO
Tempo di consegna	1 * 40HQ può essere finito entro 7-10 giorni. Come quantità (2 milioni di pezzi al giorno)
Porta FOB	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Imballaggio e spedizione

Non sterile: 50 pezzi / scatola, 40 scatole / ctn o 20 scatole / ctn

I nostri servizi

1. Fornire prodotti di altissima qualità

Il team di controllo qualità professionale controlla rigorosamente ogni fase della produzione fino al caricamento.

2. Il tempo di consegna più veloce

Se urgente, 1 * 40HQ può essere terminato entro 5-7 giorni!

Normalmente, 1 * 40HQ può essere completato entro 10-15 giorni!

Stagione intensa, 1 * 40HQ può essere completato entro 25-30 giorni!

3. Il prezzo più ragionevole

Investire continuamente nel miglioramento dei nostri lavoratori qualificati, prodotti e processi per ridurre al minimo il costo di ogni passaggio!

4. Il servizio dolce e veloce

I nostri lavoratori risponderanno sempre con tanta pazienza alle tue domande

entro 5-10 minuti.

5. Possiamo anche aiutare a reperire prodotti connessi.

Oltre a tutti i tipi di prodotti medici usa e getta, possiamo anche aiutarti a procurarti i prodotti connessi secondo le tue esigenze!

Informazioni sulla società

Wuhan Orient Honest Medical Products Co., Ltd ("Orient Honest") è una società di sviluppo di prodotti globale e una società di produzione diretta specializzata in innovazione e forniture mediche e protettive convenienti. Orient Honest si è espansa alle nostre vaste linee di prodotti come tutti i tipi di tute protettive usa e getta, camici chirurgici, camici da laboratorio, maschere per il viso, lenzuola, berretti chirurgici, copriscarpe, maniche per le braccia, poncho antipioggia, grembiuli, tamponi di garza, rotoli di cotone e così via sopra.

Orient Honest è un'azienda in rapida crescita, la soddisfazione del cliente è sempre la nostra missione e i nostri obiettivi. Il nostro impegno per il miglioramento continuo dei nostri processi di produzione, il miglioramento delle prestazioni dei prodotti e lo sviluppo di nuovi prodotti economici per soddisfare le richieste di vari clienti e mercati. Tutti i nostri prodotti sono conformi agli standard internazionali di qualità, come ISO13485, CE, FDA.

I nostri prodotti vengono già esportati in Europa, Nord America, Sud America, Asia e così via.