

Maschera facciale monouso.

## Descrizione del prodotto

Utilizzare 3 strati in tessuto auricolare ad orecchie ad alto anello di filtrazione protezione frontale fornitore

Realizzato con 3 strati, strati interni ed esterni sono PP non tessuti, lo strato centrale è 99 carta da filtro standard elevata. Con stile ad orecchio loop.

## Vantaggio

1. Produttore molto chiaro, ISO CE FDA certificato 3ply non tessuto maschera per la maschera per la maschera monouso monouso, qualsiasi colore.
2. Io, CE, FDA, BFE > 99%, standard II / tipo IIR standard.
3. Capacità: 1000.000 PC / giorno, 1 \* 40HQ può essere completato in 10-15 giorni;
4. FreeLaxet Free, Facile respiro, design dell'imballaggio dell'OEM dell'OEM, servizio 24 ore su 24.
5. Pelle amichevole, soluzioni anallergiche, confortevoli, ad alta traspirabilità, fibra di vetro gratuita, lattice gratis
- 6, può essere imballato single.

## Specifiche.

Materiale	3ply, PP non tessuto 25g + filtro 25g + pp non wovn 25g
Caratteristica.	Pelle amichevole, Ipoallergenico, Confortevole, Traspirabilità, Fibra di vetro gratuita, Lattice gratis
Stile	Elastic Ear-Loop (LatX gratuito)
Dimensione	17.5x9.5 cm (adulto)
Colore	Bianco, Verde, Blu, Rosa, Giallo, Rosa, Arancione, Viola, Rosso, Verde Apple, Nero, (Tutti i colori possono essere disponibili)
Imballaggio	Non sterile: 50pcs / box, 2000pcs / ctn o 1000pcs / ctn
Design di imballaggio	Tutte le scatole interne e la stampa di cartone possono essere come il tuo design
Dimensione del cartone	52x38x30cm.
Applicazione	Ospedale clinico medico medico e pazienti. Laboratori privi di polvere, Laboratori, Industria alimentare, Produzione elettronica e così via
MOQ.	10000 pezzi.
Campione	Può essere fornito gratuito per il tuo assegno di qualità entro una settimana
Condizioni di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
Tempi di consegna	1 * 40HQ può essere completato in 7-10 giorni. Nel complesso tu (2 Millon PC al giorno)
Porta FOB.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Confezione e consegna

Non sterile: 50pcs / box, 40 caselle / ctn o 20 scatole / ctn

nostro servizio

### 1. Dare i migliori prodotti di qualità

Il team di controllo qualità professionale controlla rigorosamente ogni fase della produzione fino a quando non contiene.

### 2. Il tempo di consegna più veloce

Se Urgente, 1 \* 40HQ può essere completato in 5-7 giorni!

Di solito, 1 \* 40HQ può essere completato in 10-15 giorni!

Stagione intensa, 1 \* 40HQ può essere completata in 25-30 giorni!

### 3. Il prezzo più ragionevole

Continua a investire in aumento dei lavoratori, prodotti e il nostro processo esperto per minimizzare il costo di ogni passaggio!

### 4. Servizio dolce e veloce

I nostri lavoratori faranno sempre pazientemente la tua domanda di risposta

in 5-10 minuti.

### 5. Possiamo anche aiutare la fonte del prodotto connesso.

Oltre a tutti i tipi di prodotti medici usa e getta, possiamo anche aiutare la tua fonte di prodotti connessi alla tua richiesta!

## Informazioni sull'azienda

Wuhan Orient Honest Medical Products Co., Ltd. ("Orient Honest") è lo sviluppo di prodotti globali e società di fabbricazione diretta che specializzano in innovazione e costi medici e costi di costo. Orient Honest è stata estesa alla nostra vasta linea di prodotti come tutti i tipi di rivestimenti protettivi monouso, abiti chirurgici, cappotti da laboratorio, maschere per il viso, lenzuola, tappi chirurgici, rivestimenti per scarpe, braccia braccia, poncho di pioggia, rotoli di cotone e così via.

Orient Honest è un'azienda in rapida crescita, la soddisfazione del cliente è sempre la nostra missione e scopo. Il nostro impegno per il miglioramento sostenibile del nostro processo di produzione, migliorare le prestazioni del prodotto e sviluppare prodotti nuovi efficaci per soddisfare le esigenze di vari clienti e mercati. Tutti i nostri prodotti aderiscono agli standard internazionali di qualità, come ISO13485, CE, FDA.

I nostri articoli sono stati esportati in Europa, Nord America, Sud America, Asia e così via.

<https://www.china-disposable.com/products/surgical-safety-black-face-mask.html#.yj4ybagzauk>