

Maschera facciale monouso.

Descrizione del prodotto

Utilizzare 3 strati in tessuto auricolare ad orecchie ad alto anello di filtrazione protezione frontale fornitore

Realizzato con 3 strati, strati interni ed esterni sono PP non tessuti, lo strato centrale è 99 carta da filtro standard elevata. Con stile ad orecchio loop.

Vantaggio

1. Produttore molto chiaro, ISO CE FDA certificato 3ply non tessuto maschera per la maschera per la maschera monouso monouso, qualsiasi colore.
2. Io, CE, FDA, BFE > 99%, standard II / tipo IIR standard.
3. Capacità: 1000.000 PC / giorno, 1 * 40HQ può essere completato in 10-15 giorni;
4. FreeLaxet Free, Facile respiro, design dell'imballaggio dell'OEM dell'OEM, servizio 24 ore su 24.
5. Pelle amichevole, soluzioni anallergiche, confortevoli, ad alta traspirabilità, fibra di vetro gratuita, lattice gratis
- 6, può essere imballato single.

Specifiche.

Materiale	3ply, PP non tessuto 25g + filtro 25g + pp non wovn 25g
Caratteristica.	Pelle amichevole, Ipoallergenico, Confortevole, Traspirabilità, Fibra di vetro gratuita, Lattice gratis
Stile	Elastic Ear-Loop (LatX gratuito)
Dimensione	17.5x9.5 cm (adulto)
Colore	Bianco, Verde, Blu, Rosa, Giallo, Rosa, Arancione, Viola, Rosso, Verde Apple, Nero, (Tutti i colori possono essere disponibili)
Imballaggio	Non sterile: 50pcs / box, 2000pcs / ctn o 1000pcs / ctn
Design di imballaggio	Tutte le scatole interne e la stampa di cartone possono essere come il tuo design
Dimensione del cartone	52x38x30cm.
Applicazione	Ospedale clinico medico medico e pazienti. Laboratori privi di polvere, Laboratori, Industria alimentare, Produzione elettronica e così via
MOQ.	10000 pezzi.
Campione	Può essere fornito gratuito per il tuo assegno di qualità entro una settimana
Condizioni di pagamento	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
Tempi di consegna	1 * 40HQ può essere completato in 7-10 giorni. Nel complesso tu (2 Millon PC al giorno)
Porta FOB.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Confezione e consegna

Non sterile: 50pcs / box, 40 caselle / ctn o 20 scatole / ctn

nostro servizio

1. Dare i migliori prodotti di qualità

Il team di controllo qualità professionale controlla rigorosamente ogni fase della produzione fino a quando non contiene.

2. Il tempo di consegna più veloce

Se Urgente, 1 * 40HQ può essere completato in 5-7 giorni!

Di solito, 1 * 40HQ può essere completato in 10-15 giorni!

Stagione intensa, 1 * 40HQ può essere completata in 25-30 giorni!

3. Il prezzo più ragionevole

Continua a investire in aumento dei lavoratori, prodotti e il nostro processo esperto per minimizzare il costo di ogni passaggio!

4. Servizio dolce e veloce

I nostri lavoratori faranno sempre pazientemente la tua domanda di risposta

in 5-10 minuti.

5. Possiamo anche aiutare la fonte del prodotto connesso.

Oltre a tutti i tipi di prodotti medici usa e getta, possiamo anche aiutare la tua fonte di prodotti connessi alla tua richiesta!

Informazioni sull'azienda

Wuhan Orient Honest Medical Products Co., Ltd. ("Orient Honest") è lo sviluppo di prodotti globali e società di fabbricazione diretta che specializzano in innovazione e costi medici e costi di costo. Orient Honest è stata estesa alla nostra vasta linea di prodotti come tutti i tipi di rivestimenti protettivi monouso, abiti chirurgici, cappotti da laboratorio, maschere per il viso, lenzuola, tappi chirurgici, rivestimenti per scarpe, braccia braccia, poncho di pioggia, rotoli di cotone e così via.

Orient Honest è un'azienda in rapida crescita, la soddisfazione del cliente è sempre la nostra missione e scopo. Il nostro impegno per il miglioramento sostenibile del nostro processo di produzione, migliorare le prestazioni del prodotto e sviluppare prodotti nuovi efficaci per soddisfare le esigenze di vari clienti e mercati. Tutti i nostri prodotti aderiscono agli standard internazionali di qualità, come ISO13485, CE, FDA.

I nostri articoli sono stati esportati in Europa, Nord America, Sud America, Asia e così via.

<https://www.china-disposable.com/products/surgical-safety-black-face-mask.html#.yj4ybagzauk>