

Il nostro vantaggio

1. Direttamente produttore
2. ISO13485, CE, certificato FDA
3. Capacità: 10, 000 pz / giorno, 1 * 40HQ può essere terminata entro 10-15 giorni;
4. OEM accettabile, servizio in 24 ore.

Gli abiti chirurgici usa e getta sono realizzati in materiale protettivo di isolamento ad alte prestazioni. Ampiamente utilizzato nella sicurezza medica protettiva, laboratorio di asettico, isolamento protettivo, fabbrica di elettronica mineraria, agricoltura alimentare allevamento biologico di biohazard animale e così via.

Con due processi di tipo: cucito o incollaggio termico ad ultrasuoni.

Caratteristiche del materiale

1. Abiti chirurgici monouso PP

È realizzato con materiale polipropilene idrofobico, senza lattice; Resistente all'abrasione; Lint Lint; Con un alto livello di repellenza del fluido.

Colore: bianco, verde, blu, giallo, arancione e così via

Peso materiale: 30-65GSM.

2. Abiti chirurgici usa e getta PP + PE

È fatto con materiale PP + PE, senza lattice; Resistente all'abrasione; Fluido completamente impermeabile e repellente per alcolici.

Colore: bianco, verde, blu, giallo.

Peso materiale: 40-65GSM.

3. Abiti chirurgici monouso SMS (standard e rinforzato):

È realizzato con sms idrofobico / materiale di spunlace, senza lattice; Resistente all'abrasione; Lint Lint; Con un alto livello di repellenza del fluido; Una buona barriera a sangue, fluidi corporei e patogeni.

Con StarnDard e stile rinforzato. Stile rinforzato con rinforzo di protezione extra su manicotto e petto che può essere completamente impermeabile fluido e repellente per alcolici.

Colore disponibile: bianco, blu.

Peso materiale: 35-65GSM.

Legare / velcro sul collo, polsino elastico / cutinato, standard o rinforzato.

Nome	Abito di isolamento monouso
Materiale	PP, PP / PE, SMS, SMMS, CPE
Stile	Legare / velcro sul collo, polsino elastico / tagliato, standard o rinforzato
Dimensione	S-5XL.
Colore	Bianco, verde, blu, giallo, rosa, rosso, grigio, nero ecc.
Imballaggio	10pcs / box, 10 sacchetti / ctn o 1 pz / borsa, 50 pezzi / borsa
Design di imballaggio	Tutta la scatola interna e la stampa di cartone possono essere come il tuo design
MOQ.	5000 pezzi

Campione	può essere fornito gratuito per il tuo controllo di qualità entro 3 giorni
Via di pagamento	T / T, Paypal, Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
Tempi di consegna	Capacità: 10.000 pz / giorno, 1 * 40HQ può essere terminata entro 10-15 giorni;
Porta FOB.	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

<https://www.china-disposable.com/products/disposable-surgical-gowns.html#.yjnaruzauk>