

tutto [copertura di avvio](#) sono realizzati con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e comfort superiore:

- I materiali non fodera sono liscia e confortevoli per eliminare l'irritazione della pelle

- vari stile può essere personalizzato in base ai tuoi diversi requisiti

| |
|--|
| Microporoso |
| Con elastico |
| 36 * 55 cm può essere personalizzato in base alla tua richiesta |
| Colore bianco |
| ISO13485, FDA, CE. |
| 10000. PCS. |
| Può essere come il tuo design |
| 100pcs / bag, 1000 pz / cartone, o Come vostro requisito |
| 60.000. PC al giorno |
| 7-30 giorni |
| Laboratorio, clinica, Industria alimentare, Workshop senza polvere |

La foto di [Copertura di avvio microporoso monouso](#)





