

Indicazioni di coperture per scarpe usa e getta:

Per l'ospedale clinico medico e pazienti, negozio di lavoro senza polvere, fabbrica di cibo.

Imballaggio di coperture per scarpe usa e getta:

100 pezzi/ borsa, 2000pcs/ ctn. Dimensione del cartone: 36*29*54cm., 1*40CONTAINER può caricare 240.0000pcs.

Nome	Coperchio di scarpe
Materiale	Pp, pp+pe, cpe
Stile	Cucito, macchina automatica realizzata
Dimensione	38x15cm, 40x15cm, 41x17cm... ..
Colore	Possono essere disponibili i colori bianco, blu, verde, rosso.
Imballaggio	100 pezzi/borsa, 2000pcs/ctn
Progettazione di imballaggio	Tutta la stampa di scatola interna e cartone può essere come il tuo design
Moq	50000 pezzi
Campione	può essere fornito gratuito per il controllo della qualità entro 3 giorni
Modo di pagamento	T/T, PayPal, Western Union, L/C, D/A, D/P, Escrow,
Tempo di consegna	Capacità: 600.000pc/giorno, 1*40HQ può essere completato entro 30 giorni;
Porta FOB	Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou





