

**Tutti coperture del bagagliaio sono realizzati con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e un comfort superiore:**

- I materiali che non lasciano residui sono lisci e confortevoli per eliminare l'irritazione della pelle
- Gli strati di costruzione altamente traspiranti rimangono freschi, anche durante i casi lunghi
- Vari stili possono essere personalizzati in base alle diverse esigenze

<b>Tessuto Materiale</b>	PP non tessuto
<b>Stile</b>	Con elastico alla caviglia
<b>Dimensioni size</b>	40 * 50 cm possono essere personalizzati in base alla vostra richiesta
<b>Tessuto wotto</b>	20-60 g, could essere come tua richiesta
<b>Colore</b>	Colore blu
<b>Certificato</b>	ISO13485, FDA
<b>MOQ:</b>	10000 pz
<b>Design dell'imballaggio</b>	può essere come il tuo design
<b>Imballaggio</b>	100 pezzi / borsa, 1000 pezzi / cartone, o come tuo requisito
<b>Capacità</b>	60.000pezzi al giorno
<b>Tempo di consegna</b>	7-30 giorni
<b>Applicazioni</b>	laboratorio, clinica, industria alimentare, officina senza polvere, ospedale

**L'immagine di Produttore medico di copriscarpe monouso in tessuto non tessuto**





