

Tutti copertura del bagagliaio sono realizzati con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e un comfort superiore:

- I materiali che non lasciano residui sono lisci e confortevoli per eliminare l'irritazione della pelle
- Gli strati di costruzione altamente traspiranti rimangono freschi, anche durante i casi lunghi
- Vari stili possono essere personalizzati in base alle diverse esigenze

Tessuto Materiale	PP non tessuto
Stile	Con elastico alla caviglia
Dimensioni size	40 * 50 cm possono essere personalizzati in base alla vostra richiesta
Tessuto wotto	20-60 g, could essere come tua richiesta
Colore	Colore blu
Certificato	ISO13485, FDA
MOQ:	10000 pz
Design dell'imballaggio	può essere come il tuo design
Imballaggio	100 pezzi / borsa, 1000 pezzi / cartone, o come tuo requisito
Capacità	60.000pezzi al giorno
Tempo di consegna	7-30 giorni
Applicazioni	laboratorio, clinica, industria alimentare, officina senza polvere, ospedale

L'immagine di Produttore medico di copriscarpe monouso in tessuto non tessuto





