

la proprietà di Riscaldamento non tessuto lenzuolo

tutto coperture della sedia sono realizzati con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e un comfort superiore:

1. Dimensioni: Normalmente dimensione: 110*190 cm
2. fatto di non tessuto, morbido e confortevole, pulito e sanitario.
3. conveniente e riscaldamento, facile da uso.
4. Great Water repellente, adatto alla pelle e confortevole.

le specifiche di Riscaldamento non tessuto lenzuolo

Nome

Riscaldamento non tessuto lenzuolo

Materiale

Non tessuto + poliestere

stile

Lamiera piana

dimensioni

110*190 cm

colore

Blu bianco

imballaggio

1 PC/borsa compressa, 25 set/cartone , può essere personalizzato

Box cartone

Tutta la stampa interna della borsa e del cartone può essere come il tuo design

Dimensione del cartone

28*22*33 cm

Applicazioni

Per l'ospedale, la clinica

MOQ

2 000 PC

campione

può essere fornito gratuito per il controllo della qualità entro 3 giorni lavorativi

Way di pagamento

t/t, paypal, l/c

Tempo di consegna

In 20-25 giorni

Porta FOB

Wuhan/Shanghai/Ningbo/Guangzhou

[l'immagine di Riscaldamento non tessuto lenzuolo](#)





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL







orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



