

introduzione

1. Campioni e personalizzazione disponibili.
2. Controllo di qualità professionale per controllare la qualità del prodotto. Tutti i prodotti sono conformi agli standard internazionali di qualità come CE, ISO13485, FDA.
3. Abbiamo abbastanza esperienza e guadagnato un'alta reputazione dai nostri clienti tutto il mondo. Così come l'America, Sud America, Europa, Sud-est asiatico, [Medio Oriente](#).
4. Pagamento rapido, consegna rapida e prezzo competitivo.
5. Qualità stabile e migliore servizio post-vendita.
6. Il servizio OEM è disponibile.

I nostri servizi e vantaggi

- 1) [fabbricante](#) con 12 anni di storia, hanno un grande vantaggio nel prezzo e nella tecnologia;
- 2) Forte potere di produzione, 1 * 40HQ può essere finito entro 15 giorni;
- 3) Squadra di vendite promettente: un servizio di arresto in 24 ore;
- 4) Assicurazione di alta qualità: ISO9001, ISO13485, certificato CE, registrato dalla FDA;
- 5) I campioni possono essere forniti gratuitamente.

Nome	Monouso paziente pantaloncini colonscopia produttore cinese
Materiale	sms 40g, può essere 35-55g
Colore	Caldo in Blu o buio blu
Dimensione	L, XL in corto stile
pacco	10pc / semplice poli bag, 10bags / carton, ctn dimensione 40x28x30cm

MOQ 10000pcs

Consegna Data: in giro 30 giorni, su a richiesta quantità

Foto di pantaloncini colonscopia paziente usa e getta

