

Tutto **[Abito chirurgico rinforzato monouso](#)** sono realizzati con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e comfort superiore:

- I materiali non rivestiti sono lisci e confortevoli per eliminare l'irritazione della pelle
- I livelli di costruzione altamente traspiranti rimangono freschi, anche durante lunghi casi
- vari stile può essere personalizzato in base ai tuoi diversi requisiti

Tessuto Materiale	Con velcro sul colletto, cravatta sui polsini a maglia a vita
Dimensioni S. ize	30-60G., c potrebbe Essere Come vostra richiesta
colore	ISO13485, FDA
MOQ:	può essere come il tuo design
Imballaggio	60.000. PC al giorno
Tempo di consegna	Laboratorio, clinica, Industria alimentare, workshop senza polvere, Ospedale

La foto di **[Abito chirurgico rinforzato monouso](#)**



Set-in Sleeves



Raglan Sleeves



Waist card, more
nient distinction the belt



Heat-welded ties



Ultra-sonic heat
sealing seams





