

Tutti Camici chirurgici sono realizzati con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e un comfort superiore:

- I materiali che non lasciano residui sono lisci e confortevoli per eliminare l'irritazione della pelle
- Gli strati di costruzione altamente traspiranti rimangono freschi, anche durante i casi lunghi
- Vari stili possono essere personalizzati in base alle diverse esigenze

Tessuto Materiale	Materiale SMS
Stile	Con lacci sul collo e in vita, polsini in maglia
Dimensioni size	X-3XL
Tessuto wotto	30-60 g, could essere come tua richiesta
Colore	Colore blu
Certificato	ISO13485, FDA
MOQ:	10000 pz
Design dell'imballaggio	può essere come il tuo design
Imballaggio	Sacchetto di carta 1pc / plastica, 50 pezzi / ctn, o come tuo requisito
Capacità	60.000pezzi al giorno
Tempo di consegna	7-30 giorni
Applicazioni	laboratorio, clinica, industria alimentare, duofficina senza st,ospedale

[L'immagine di Camice chirurgico monouso con polsini in maglia produttore medico](#)





Tie on neck



Tie on belly



Tie on waist



Knitted cuff