

La proprietà del camice chirurgico isolante usa e getta si incontra **Standard AAMI**

Camice chirurgico monopezzo monouso; non tessuto

Protezione sicura (tecnologia ad ultrasuoni), resistente allo strappo e ritardante di fiamma

Anti-fluido, anti-alcool, anti-sangue, antistatico

Resistente, confortevole, leggero, traspirante PP + PE Materiale

Tecnologia a ultrasuoni su braccio e manica / polsino; colletto confortevole con morbido pizzo filato bianco

La specifica della chirurgia usa e getta **camice isolante** soddisfare lo standard AAMI

Materiale del tessuto	PP + PE, film in PE rivestito in PP
Stile	Con velcro o lacci sul colletto, lacci in vita
Dimensioni dimensioni	120 * 140 cm, 130 * 150 cm
Colore	Bianco, blu, giallo o come vostra richiesta
Certificato	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	100.000 pezzi
Design dell'imballaggio	può essere come il tuo design
Imballaggio	10 pezzi / borsa, 1000 pezzi / ctn o come requisito
Capacità	50.000 pezzi al giorno
Tempo di consegna	5-15 giorni
Applicazioni	ospedale, laboratorio, clinica, industria alimentare, officina senza polvere

L'immagine del camice chirurgico isolante monouso soddisfa gli standard AAMI



