

Coperte di riscaldamento chirurgico usa e getta

- 1) usa e getta
- 2) Riscaldamento
- 3) Utilizzato principalmente in ospedale, per il paziente

Disponibile in peso, dimensioni, colore e imballaggio diversi come richiesto; I campioni e le specifiche del cliente sono sempre i benvenuti.

Imballaggio e consegna

dettagli sul
confezionamento

1pc/borsa, 50pcs/ctn

Porta

Wuhan Shanghai

Tempi di consegna:

Q
u
a
n
t
i
t
à
p
e
z
z
i
)

E
s
t
D
a
t
a
d
e
l
l
i
)

| | |
|-------------------|--|
| nome del prodotto | Coperte di riscaldamento chirurgico usa e getta |
| Materiale | PP+Polyster |
| Il peso | 250G-700 G/PCS |
| Dimensione | 110*190 cm □ dimensione di supporto personalizzata |
| Imballaggio | 1pcs/borsa □ 25 pezzi/cartone |





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

