

Indicazione di [monouso](#) involucro in TN non tessuto bianco:

Ideale per viaggi, spa, salone di bellezza, spiaggia, centro di terapia ecc

La specifica di bianco usa e getta [PP non tessuto](#) corpo-wrap:

Nome	Produttore di involucro di plastica non tessuto bianco monouso
Materiale	PP, SMS
Stile	Avvolgere sul petto, con o senza elastico nella parte superiore
Taglia	S (80 * 100 cm), M (80 * 110 cm), L (100 * 125 cm), XL (110 * 140 cm),
Peso	20-65gsm è disponibile (come vostra richiesta)
Colore	bianco, blu, verde, rosa, nero, ecc
Confezione	non sterile, 10pcs / bag, 50pcs / ctn o 100pcs / ctn,
MOQ	5000 PC
Consegna	Un contenitore 40HQ può essere finito entro 15-25 giorni
Memorizzare	Conservare in luogo asciutto, umidità inferiore all'80%, magazzino ventilato, gas non corrosivi

L'immagine dell'involucro del corpo non tessuto in PP bianco monouso:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





Il nostro servizio e il vantaggio di avvolgere il corpo non tessuto bianco monouso in PP:

1. Body-wrap Campioni e personalizzazioni disponibili.
2. Controllo di qualità professionale per controllare la qualità del prodotto. Tutti i prodotti sono conformi agli standard internazionali di qualità come CE, ISO13485, FDA.
3. Produttore con 15 anni di storia, ha abbastanza esperienza e guadagnato una grande reputazione dai nostri clienti in tutto il mondo.
4. Pagamento rapido, consegna rapida e prezzo competitivo.
5. Qualità stabile e migliore servizio post-vendita.
6. Il servizio OEM è disponibile.